

STATYW NA ELEKTRODY I CZUJNIK TEMPERATURY



Statyw samopoziomujący typu EH-10 przeznaczony jest do utrzymywania w pionie elektrod i czujników podczas pomiarów pH, pomiarów jonoselektywnych oraz innych pomiarów fizykochemicznych. Uchwyt statywu umożliwia zamontowanie do 3 elektrod z oprawkami o średnicy 16 mm oraz jednego czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm. Obciążona żeliwną wkładką podstawa zapewnia stabilność statywu, a tym samym bezpieczne użytkowanie elektrod. Duży zakres ruchu w pionie, znaczny zasięg ramienia i możliwość jego obrotu o 360 stopni, umożliwiają swobodne dopasowanie elektrod do położenia badanej próbki. Statyw, jako praktyczny element wyposażenia laboratoryjnego, może znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, a także w instytucjach edukacyjnych lub badawczych.

ELMETRON®
41-814 ZABRZE ul. Witosa 10
tel. 32 273 81 06, fax 32 273 81 14
www.elmetron.pl, e-mail: info@elmetron.com.pl