

ELMETRON

CENNIK PRZYRZĄDÓW WAŻNY OD 01.11.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Informacje, zapytania i zamówienia: tel 32 273 81 06 w. 4,

email: handel@elmetron.com.pl, www.elmetron.pl

SYMBOL	TYP PRZYRZĄDU	CENA NETTO	VAT 23%	CENA BRUTTO
pH- METRY, pH/JONOMETRY, pH/KONDUKTOMETRY, SYMULATORY pH				
TP-3	- tester - pH + temperatura, kieszonkowy, elektroda niewymienna.	280,00	64,40	344,40
CP-105	- pH-metr / mV - wodoszczelny, kieszonkowy z głowicą GP-105 do wód czystych.	400,00	92,00	492,00
CP-105S	- pH-metr / mV wodoszczelny, kieszonkowy z głowicą GPX-105s do ścieków past, gleby.	720,00	165,60	885,60
CP-105R	- pH-metr / mV - wodoszczelny, z głowicą GR-105k do potencjału redox.	660,00	151,80	811,80
CP-411	- pH-metr / mV wodoszczelny, przenośny, z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	1 045,00	240,35	1285,35
CPR-411	- pH-metr / redox wodoszczelny, przenośny + EPP-1 + ERS-2 + czujnik temperatury.	1 505,00	346,15	1851,15
CP-451	- pH-metr / mV, przenośny, ekran dotykowy, z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	1 145,00	263,35	1408,35
CP-401	- pH-metr / mV wodoszczelny, przenośny, z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	1 485,00	341,55	1826,55
CP-461	- pH-metr / mV wodoszczelny, przenośny z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	1 645,00	378,35	2023,35
CRC-461	- pH-metr / redox / przewodność, przenośny z EPS-1, ERS-2, ECF-1 i czujn. temp.	2 910,00	669,30	3579,30
CP-511	- pH-metr / mV laboratoryjny z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	1 500,00	345,00	1845,00
CP-505	- pH-metr / mV laboratoryjny z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 195,00	504,85	2699,85
CP-661	- pH-metr / mV laboratoryjny z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 250,00	517,50	2767,50
CP-502	- pH-metr / mV laboratoryjny z drukarką, elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 430,00	558,90	2988,90
CPI-505	- pH-metr / mV / jonometr laboratoryjny z elektrodą pH EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 640,00	607,20	3247,20
CPI-502	- pH-metr / mV / jonometr laboratoryjny z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 920,00	671,60	3591,60
CPI-601	- pH-metr / mV / jonometr laboratoryjny, elektr. EPS-1 i czujnik temperatury.	3 195,00	734,85	3929,85
CPC-105	- pH / mV / konduktometr / solomierz/ termometr wodoszczelny.	680,00	156,40	836,40
CPC-411	- pH / mV / konduktometr / solomierz wodoszczelny z EPS-1, ECF-1 , czujnikiem temp.	1 505,00	346,15	1851,15
CPC-401	- pH / mV / konduktometr/solomierz wodoszczelny z EPS-1, ECF-1 , czujnikiem temp.	2 425,00	557,75	2982,75
CPC-461	- pH / mV / konduktometr/solomierz wodoszcz. z EPS-1, ECF-1 , czujnikiem temperatury.	2 600,00	598,00	3198,00
CPC-511	- pH / mV / kondukt./ solomierz laboratoryjny z EPS-1, ECF-1 , czujnikiem temperatury.	2 035,00	468,05	2503,05
CPC-505	- pH / mV / kondukt./ solomierz laboratoryjny z EPS-1, ECF-1 , czujnikiem temperatury.	2 985,00	686,55	3671,55
CPC-502	- pH / mV / kondukt. / solomierz labor. z drukarką, EPS-1 ECF-1 , czujnik temperatury.	3 210,00	738,30	3948,30
CPC-661	- pH / mV / kondukt./ solomierz laboratoryjny z EPS-1, ECF-1 , czujnikiem temperatury.	2 950,00	678,50	3628,50
CSP-101	- symulator pH (3 punkty kontrolne pH: 4,00, 7,00, 10,00) + adapter BNC.	350,00	80,50	430,50
CSP-501	- wysoce dokładny symulator pH, zasilacz, kabel z BNC.	3 030,00	696,90	3726,90

Elektrody pH i akcesoria do pH metrów

GP-105	- głowica pH z elektrodami do wód czystych, do serii 100 uzupełniana.	160,00	36,80	196,80
GPX-105s	- głowica pH do serii 100, do ścieków, półpłynnych mas, obudowa plastikowa.	430,00	98,90	528,90
GR-105k	- redox - platynowa szklana do serii 105 - na kablu.	350,00	80,50	430,50
GPC-105	- głowica pH / konduktometryczna do wód czystych dla CPC i CX-105, uzupełniana.	200,00	46,00	246,00
EPS-1	- zespolona elektroda pH, szklana, do czystych wód, z barierą jonową.	270,00	62,10	332,10
EPP-1	- zespolona elektroda pH, obudowa plastikowa, do czystych wód, uzupełniana.	270,00	62,10	332,10
EPP-1t	- zespolona elektroda pH z czujnikiem temp. obud. plastikowa, do czystych wód.	365,00	83,95	448,95
EPS-2	- zespolona elektroda pH, szklana, do temperatury 120°C, z barierą jonową.	710,00	163,30	873,30
EPX-3	- z płaską membraną, korpus epoksydowy - do pH skóry, papieru, żywności.	500,00	115,00	615,00
EPX-4	- elektroda pH zesp., szklana, do kwasów i zasad (poza silniejszymi NaOH i KOH).	580,00	133,40	713,40
EPX-4U	- elektroda pH zespolona, szklana, do ultra czystych wód, łącznik teflon.	580,00	133,40	713,40
EPX-5	- elektroda pH zespolona, szklana, do ścieków o średniej zawartości osadów.	480,00	110,40	590,40
EPX-5t	- elektroda pH zespolona, szklana, do ścieków z czujnikiem temperatury.	525,00	120,75	645,75
IJ-44A	- IONODE uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb, serów, obudowa plastikowa.	545,00	125,35	670,35
IJ-44AT	- IONODE z czujnikiem temperatury uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb itp.	575,00	132,25	707,25
IJ-44AT HT	- IONODE z czujnikiem temp. uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb itp. do 100°C	620,00	142,60	762,60
ERH-11S	- szklana ze szlifem szklanym, do mleka, farb, past, serów, wód destylowanych.	590,00	135,70	725,70
EPS-3Li	- do olejów, tłuszczów (gdy mniej niż 5% wody), szklana, z barierą jonową.	420,00	96,60	516,60
EPP-HF	- zesp. elektroda pH, obudowa plastik, do cieczy z kwasem fluorowodorowym, żelowa.	420,00	96,60	516,60
ERH-12-6	- elektroda pH zespolona do pomiarów w skali półmikro (0,3 ml) z probówką.	370,00	85,10	455,10
ERS-2	- elektroda redox – platynowa, szklana, elektrolit 3,5 M KCl	360,00	82,80	442,80
ERPt-111	- elektroda redox, platynowa, korpus epoksydowy	410,00	94,30	504,30
IJ-64D	- elektroda redox - platynowa, do ścieków, elektrolit żel, korpus z plastikową osłoną.	640,00	147,20	787,20
Roztwór redox 100 ml	- do kontroli poprawności wskazań elektrody REDOX - 220 mV.	48,00	11,04	59,04
ERH12-6NN	- elektroda pH z nożem - zestaw do pomiaru pH w mięsie.	570,00	131,10	701,10
ERH12-6N	- zespolona szklana elektroda pH - wkład do noża do pomiaru pH w mięsie.	400,00	92,00	492,00
Bufor pH 100 ml	- dostępne wartości 4.00, 7.00, 9.00, 10.00, 1 szt.	29,00	6,67	35,67
Bufor pH 250 ml	- dostępne wartości 4.00, 7.00, 9.00, 10.00, 1 szt.	54,00	12,42	66,42
KCl 100 ml	- roztwór nasycony do uzupełniania elektrod pH.	29,00	6,67	35,67
KCl 250 ml	- roztwór nasycony do uzupełniania elektrod pH.	54,00	12,42	66,42
Chlorek litu 100 ml	- roztwór chlorku litu do elektrody EPS-3Li.	64,00	14,72	78,72
Żel KCl 100 ml	- elektrolit w żelu KCl do elektrody ERH-11S lub IONODE IJ44.	35,00	8,05	43,05
CT2B-121	- czujnik temp. do s. 400, 500 lub s. 730 i 551 (CT1B-121), kabel 1m.	150,00	34,50	184,50
CT2B-121s	- czujnik temperatury do serii 460, 601, 701, 705, kabel silikonowy 1m.	180,00	41,40	221,40
MS-200	- mieszadło magnetyczne.	420,00	96,60	516,60
EH-10	- statyw na trzy elektrody lub czujniki i czujnik temperatury.	270,00	62,10	332,10

SYMBOL	TYP PRZYRZĄDU	CENA NETTO	VAT 23%	CENA BRUTTO
Elektrody jonoselektywne				
ENa-01	- sodowa.	360,00	82,80	442,80
ERNa-11	- sodowa zespolona.	410,00	94,30	504,30
ECI-01	- chlorkowa	590,00	135,70	725,70
RL-100	- (AgAgCl) odniesienia.	260,00	59,80	319,80
KONDUKTOMETRY (pH/konduktometry ujęte w pH-metrach)				
TC-2 / TC-3	- testery przewodności.	280,00	64,40	344,40
CC-105	- konduktometr / solomierz kieszonkowy wodoszczelny z głowicą GC-105 .	500,00	115,00	615,00
CC-411	- konduktometr / solomierz wodoszczelny, przenośny z ECF-1 i czujnikiem temperatury.	1 140,00	262,20	1402,20
CC-451	- konduktometr / solomierz - wodoszczelny, przenośny, z ECF-1 i czujnikiem temp.	1 230,00	282,90	1512,90
CC-401	- konduktometr / solomierz - wodoszczelny, przenośny, z ECF-1 i czujnikiem temp.	1 600,00	368,00	1968,00
CC-404	- kondukt. / solomierz – wodoszczelny czteroelektrodowa metoda pomiaru, z ECF-4 .	1 870,00	430,10	2300,10
CC-461	- konduktometr / solomierz - wodoszczelny, przenośny, z ECF-1 i czujnikiem temp.	1 890,00	434,70	2324,70
CC-511	- konduktometr / solomierz laboratoryjny z ECF-1 i czujnikiem temperatury.	1 690,00	388,70	2078,70
CC-505	- konduktometr / solomierz laboratoryjny z ECF-1 i czujnikiem temperatury.	2 590,00	595,70	3185,70
CC-502	- konduktometr / solomierz laboratoryjny z drukarką, czujniki ECF-1 i temperatury.	2 870,00	660,10	3530,10
CC-661	- konduktometr / solomierz laboratoryjny z ECF-1 i czujnikiem temperatury.	2 650,00	609,50	3259,50
Akcesoria do konduktometrów				
GC-105	- głowica konduktometryczna do CC-105.	130,00	29,90	159,90
ECF-1	- stała K ok. 0,4, elektrody metalowe, zanurzeniowa, obud. plastik. Do wody, ścieków	340,00	78,20	418,20
ECF-1t	- stała K ok. 0,4, elektrody metal z czujn. Temp. obudowa plastik. Do wody, ścieków.	440,00	101,20	541,20
ECF-4t	- stała K ok. 1, czteroelektrodowy, obud. plastik, ścieki. Tylko do CC-404.	570,00	131,10	701,10
EC-210	- stała K ok.10, platynowy, zanurzeniowy. Obudowa plastik.	380,00	87,40	467,40
EC-201t	- stała K ok.0,1cm-1 platynowy do ultra czystych wód, zanurz. szklany z czujn. temp.	470,00	108,10	578,10
GXP-01M	- głowiczka do pomiaru w przepływie, plexi (do elektrod pH lub czujników kondukt.)	160,00	36,80	196,80
Roztwór	- konduktometryczny 100 ml. 147 uS/cm; 1,41 mS/cm, 12,90 mS/cm, 111,8 mS/cm.	25,00	5,75	30,75
Roztwór	- konduktometryczny 250 ml. - 147 uS/cm; 1,41 mS/cm 12,90 mS/cm, 111,8 mS/cm.	48,00	11,04	59,04
CT2B-121	- czujnik temp. do s. 400, 500 lub s. 730 i 551 (CT1B-121), kabel 1m.	150,00	34,50	184,50
CT2B-121s	- czujnik temperatury do serii 460, 601, 701, 705 , kabel silikonowy 1m.	180,00	41,40	221,40
Zasilacz 5V/1000mA	- do przyrządów serii 451, 401, 461 : + kabel USB (451 wtyk DC 2,5)	40,00	9,20	49,20
Zasilacz 12V/100mA	- do przyrządów serii 505, 511 i 411 stabilizowany.	45,00	10,35	55,35
CKI-01	- czujnik stalowy do pomiaru admitancji sadzonek.	75,00	17,25	92,25
Kabel BNC – Chinch	- do czujnika CKI-01 wraz z czujnikiem temperatury CT2B-001.	147,00	33,81	180,81
MS-200	- mieszadło magnetyczne.	420,00	96,60	516,60
TLENOMIERZE				
CO-105	- kieszonkowy, wodoszczelny, z głowicą GO-105 bezkablową.	920,00	211,60	1131,60
CO-105	- kieszonkowy, wodoszczelny, z głowicą GO-105k z kablem.	1 060,00	243,80	1303,80
CO-411	- przenośny, wodoszczelny, z czujnikami tlenowym COG-1 i temperatury.	1 580,00	363,40	1943,40
CO-451	- przenośny, ekran dotykowy, z czujnikami tlenowym COG-1 i temperatury.	1 650,00	379,50	2029,50
CO-401	- przenośny, wodoszczelny, z czujnikami tlenowym COG-1 i temperatury.	2 000,00	460,00	2460,00
CO-402	- przenośny do odtlenionych wód + czujnik COG-1ts + głowica GXP-01M .	4 400,00	1012,00	5412,00
CO-404	- przenośny, z czujnikiem tlenowym optycznym DO-1 , wodoszczelny, .	3 580,00	823,40	4403,40
CO-505	- laboratoryjny z czujnikami tlenowym COG-1 i temperatury.	2 335,00	537,05	2872,05
CO-502	- laboratoryjny z drukarką i czujnikami tlenowym COG-1 i temperatury.	2 620,00	602,60	3222,60
CCO-401	- tlenomierz / konduktometr / solomierz / przenośny z COG-1, ECF-1 i czujn. temp.	2 800,00	644,00	3444,00
CCO-505	- tlenomierz / konduktometr /solomierz / laboratoryjny z COG-1, ECF-1 i czujn. temp.	2 950,00	678,50	3628,50
CCO-502	- tlenomierz / konduktom. /solomierz / labor. z drukarką z COG-1, ECF-1 i czujn. temp.	3 190,00	733,70	3923,70
CPO-401	- pH / mV / tlenomierz przenośny z COG-1, EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 650,00	609,50	3259,50
CPO-505	- Ph /mV tlenomierz laboratoryjny z COG-1, EPS-1 i czujnikiem temperatury.	2 720,00	625,60	3345,60
CPO-502	- pH /mV / tlenomierz laboratoryjny z drukarką, COG-1, EPS-1 , czujnikiem temperatury.	2 990,00	687,70	3677,70
Czujniki i akcesoria do tlenomierzy				
GO-105	- głowica z czujnikiem tlenowym, bezkablowa do CO-105 i CX-105 + akcesoria.	600,00	138,00	738,00
GO-105k	- głowica z czujnikiem tlenowym na kablu do CO-105 i CX-105 + akcesoria.	640,00	147,20	787,20
COG-1	- czujnik tlenowy standardowy, kabel 1 m + akcesoria.	650,00	149,50	799,50
COG-1t	- czujnik tlenowy z czujnikiem temperatury, kabel 1 m. + akcesoria.	800,00	184,00	984,00
COG-2	- czujnik tlenowy z czujnikiem temperatury i obciążnikiem, kabel 5 m + akcesoria.	850,00	195,50	1045,50
COG-1ts	- czujnik tlenowy do wód odtlenionych z czujnikiem temperatury, kabel 1 m. + akcesoria	1 500,00	345,00	1845,00
DO-1	- czujnik tlenowy optyczny, kabel 3 m.	2 130,00	489,90	2619,90
DO-12	- nakrętka z osłoną optyczną do czujnika DO-1.	650,00	149,50	799,50
GXP-01M	- głowica przepływowa do czujnika COG-1ts stosowana do wód odtlenionych.	160,00	36,80	196,80
CT2B-121	- czujnik temp. do s. 400, 500, kabel 1m.	150,00	34,50	184,50
Zasilacz 12V/100 mA	- do przyrządów serii 505, 511 i 411 : stabilizowany.	45,00	10,35	55,35
Elektrolit COG 100 ml	- specjalny do czujników tlenowych COG-1, COG-2, GO-105.	20,00	4,60	24,60
Elektrolit COG 250 ml	- specjalny do czujników tlenowych COG-1, COG-2, GO-105.	40,00	9,20	49,20
Membrana do COG-1	- nakrętka z membraną do czujnika tlenowego COG-1, GO-105, GO-105k.	40,00	9,20	49,20
Membrana do COG-2	- nakrętka z membraną do czujnika tlenowego COG-2.	65,00	14,95	79,95

SYMBOL	TYP PRZYRZĄDU	CENA NETTO	VAT 23%	CENA BRUTTO
WIELOFUNKCYJNE				
CX-105	- przenośny, bez głowic - można dobrać dowolną głowicę z serii 105.	430,00	98,90	528,90
CX-401	- przenośny / laboratoryjny, bez elektrod, z czujnikiem temp. i zasilaczem.	2 260,00	519,80	2779,80
CX-461	- przenośny / laboratoryjny, bez elektrod, z czujnikiem temp. i zasilaczem.	2 460,00	565,80	3025,80
CX-505	- laboratoryjny, bez elektrod, z czujnikiem temperatury i zasilaczem.	2 980,00	685,40	3665,40
CX-601	- laboratoryjny, bez elektrod, z czujnikiem temperatury i zasilaczem.	3 360,00	772,80	4132,80
CX-502	- laboratoryjny, z drukarką, bez elektrod, z czujnikiem temp. i zasilaczem.	3 280,00	754,40	4034,40
CX-705	- laboratoryjny, bez elektrod, z czujnikiem temperatury i zasilaczem.	6 560,00	1508,80	8068,80
Walizka do CX-705	- wyposażenie terenowe z zestawem akumulatorów.	960,00	220,80	1180,80
Walizka do CX-601	- wyposażenie terenowe z zestawem akumulatorów.	660,00	151,80	811,80
CT2B-121	- czujnik temp. do s. 400, 500 lub s. 730 i 551, kabel 1m.	150,00	34,50	184,50
CT2B-121s	- czujnik temperatury do serii 460, 601, 701, 705, kabel silikonowy 1m.	180,00	41,40	221,40
Zasilacz 5V/1000mA	- do przyrządów serii 451, 401, 461: + kabel USB	40,00	9,20	49,20
Zasilacz 12V/100mA	- do przyrządów serii 505 stabilizowany.	45,00	10,35	55,35
Zasilacz 9V/500mA	- do przyrządów serii 601.	55,00	12,65	67,65
Zasilacz 15V/1A	- 15V/1A do przyrządów serii 705 i 701.	90,00	20,70	110,70
GXZ-3tk	- głowica wieloparametrowa z elektrodami - do przyrządów wielofunkcyjnych.	1 680,00	386,40	2066,40
TERMOMETRY				
PT-401	- wysoce dokładny wodoszczelny termometr z czujnikiem CT1U-146 na kablu 1 m.	1 150,00	264,50	1414,50
PT-411	- wodoszczelny termometr z czujnikiem CT2S-121, na kablu 1m.	495,00	113,85	608,85
PT-105	- termometr cyfr. wodoszczelny, tylko przyrząd, głowica z czujnikiem dobierana.	250,00	57,50	307,50
Głowice z czujnikiem temperatury proponowane do PT-105				
GT-105-03	- standard, z czujnikiem Pt-1000B, długość rurki 3 cm, bezkablony.	135,00	31,05	166,05
GT-105s-03	- dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, długość rurki 3 cm, bezkablony.	175,00	40,25	215,25
GT-105-08	- standard, z czujn. Pt-1000B, długość rurki 8 cm, ostry koniec, bezkablony.	145,00	33,35	178,35
GT-105s-08	- dokładny, z czujn. Pt-1000S, długość rurki 8 cm, ostry koniec, bezkablony.	185,00	42,55	227,55
GT105-12	- standard, z czujnikiem Pt-1000B, długość rurki 12 cm, bezkablony.	155,00	35,65	190,65
GT105s-12	- dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, długość rurki 12 cm, bezkablony.	195,00	44,85	239,85
GT105k-12	- standard, z czujnikiem Pt-1000B, rurka 12 cm, z kablem silikonowym 1 m.	195,00	44,85	239,85
GT105sk-12	- dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, rurka 12 cm, z kablem silikonowym 1 m.	240,00	55,20	295,20
GT105o-12	- standard, z czujnikiem Pt-1000B, rurka 12 cm, z kablem silikon. 1 m, oplot stalowy.	210,00	48,30	258,30
GT105so-12	- dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, rurka 12 cm, kabel silikon. 1 m, oplot stalowy.	250,00	57,50	307,50
GT105r-08	- standard, z czujnikiem Pt-1000B, kabel 1 m, rurka 8 cm ostra, rączka poprzeczna.	210,00	48,30	258,30
GT105sr-08	- dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, kabel 1 m, rurka 8 cm ostra, rączka poprzeczna.	250,00	57,50	307,50
GT105or-08	- standard z Pt-1000B, rurka 8 cm ostra, kabel 1 m, oplot stalowy, rączka poprzeczna.	220,00	50,60	270,60
GT105sor-08	- dokładny z Pt-1000S, rurka 8 cm ostra, kabel 1 m, oplot stalowy, rączka poprzeczna.	260,00	59,80	319,80
Czujniki do PT-411 i PT-401				
CT2S-121	- czujnik temperatury do PT-411, podwyższona dokładność, kabel silikonowy 1m.	190,00	43,70	233,70
CT1U-146	- z Pt-100 1/10 DIN czujnik temp. dokładny do PT-401 zakres -50 do 300 °C kabel 1 m	420,00	96,60	516,60
CT1B-146	- z Pt-100 B czujnik temp. do PT-401 zakres -200 do 400 °C; , kabel silikonowy 1m.	380,00	87,40	467,40
CT1U-143	- z Pt-100 1/10 DIN dokładny do PT-401 sprzedanych do 15 grudnia 2020 r.	420,00	96,60	516,60
WILGOTNOŚCIOMIERZE				
PWT-105	- przenośny termo / wilgotnościomierz z pom. punktu rosy, głowica GH-105 bez kabla.	510,00	117,30	627,30
PWT-105	- przenośny termo / wilgotnościomierz z głowicą GH-105k - z kablem.	550,00	126,50	676,50
PWT-105	- przenośny termo /wilgotnościomierz z czujn. temp. powierzchni i głowicą GH-105p.	620,00	142,60	762,60
PWT-411	- przenośny termo / wilgotnościomierz z pomiarem punktu rosy, kabel 1m.	650,00	149,50	799,50
PWT-401	- przenośny termo / wilgotność. z pom. punktu rosy i temp. powierzchni, kabel 1 m.	1 045,00	240,35	1285,35
CT2B-121p	- dotykowy czujnik temperatury powierzchni do PWT-105p i 401	155,00	35,65	190,65
GH-105	- głowica do pomiaru wilgotności, bez kabla - do PWT-105 i CX-105.	270,00	62,10	332,10
GH-105k	- głowica do pomiaru wilgotności, z kablem - do PWT-105 i CX-105.	320,00	73,60	393,60
GH-105p	- głowica do pomiaru wilgotności i temperatury powierzchni. do PWT-105 i CX-105.	320,00	73,60	393,60
GRUBOŚCIOMIERZE				
MG-101	- tester karoserii do sprawdzenia warstwy lakieru na podłożu stalowym.	150,00	34,50	184,50
MG-105	- wodoszczelny grubościomierz z głowicą do pomiaru na podłożu stalowym,	450,00	103,50	553,50
MG-105A	- wodoszczelny grubościomierz z głowicą do pomiaru na podłożu stal. i aluminiowym.	550,00	126,50	676,50
MG-411	- wodoszczelny grubościomierz do pomiaru na podłożu stalowym.	770,00	177,10	947,10
MG-401	- precyzyjny, wodoszczelny grubościomierz do pomiaru na podłożu stalowym.	1 110,00	255,30	1365,30
MG-405	- precyzyjny, wodoszczelny grubościomierz do podłoży stalowych i metalowych	1 495,00	343,85	1838,85
GG-105	- głowica do grubościomierza MG-105, do podłoża stalowego.	140,00	32,20	172,20
GG-105A	- głowica do MG-105, do podłoży stalowych i metalowych (aluminium, miedź).	310,00	71,30	381,30

SYMBOL	TYP PRZYRZĄDU	CENA NETTO	VAT 23%	CENA BRUTTO
Inne akcesoria				
Program	- do zbierania danych na PC z przyrządów serii 500 i 401.	70,00	16,10	86,10
Zasilacz 5V/1000mA	- do przyrządów serii 401, 461 + kabel USB.	40,00	9,20	49,20
Zasilacz 12V/100mA	- do przyrządów serii 505.	45,00	10,35	55,35
Zasilacz 6V/2A	- do przyrządów serii 502.	95,00	21,85	116,85
MS-200	- mieszadło elektromagnetyczne	420,00	96,60	516,60
Pojemnik plastikowy	- na przyrządy serii 100 i 400.	40,00	9,20	49,20
Zestaw do gleby	- wyposażenie terenowe do CP-105S (walizka, łopatka, spryskiwacz, bufory pH 4 i 7)	219,00	50,37	269,37

PRZYRZĄDY PRZEMYSŁOWE DO POMIARÓW CIĄGLYCH

akcesoria do uzgodnienia (elektrody, głowice, przedwzmacniacze, długość kabli)				
CP-421	- regulator pH (bez czujników i głowicy).	1 350,00	310,50	1660,50
CC-421	- regulator przewodności (bez czujników i głowicy).	1 450,00	333,50	1783,50
CO-421	- regulator tlenu (bez czujników i głowicy).	1 600,00	368,00	1968,00
CR-421	- regulator redox (bez czujników i głowicy).	1 350,00	310,50	1660,50
PT-421	- regulator temperatury. W standardzie czujnik CT2S-120, kabel 5m, zasilacz.	650,00	149,50	799,50
PWT-421	- wilgotnościomierz do pomiarów ciągłych w pomieszczeniach zamkniętych. z czujnikiem wilgotności bez kabla zabudowanym z dołu przyrządu + zasilacz.	930,00	213,90	1143,90
CP-801	- regulator pH z przedwzmacniaczem lub CR-801 regulator Redox, bez akcesoriów.	2 540,00	584,20	3124,20
CO-801	- regulator tlenu z przedwzmacniaczem - kompletny zestaw z czujnikiem COG-2.	3 550,00	816,50	4366,50
CC-801	- regulator przewodności z przedwzmacniaczem (akcesoria dobierane).	2 650,00	609,50	3259,50
CX-804	- czterokanałowy przyrząd wielofunkcyjny, rozbudowany, akcesoria dobierane.	3 300,00	759,00	4059,00
CPC-811	- pH / konduktometr bez sterowania, czujnik temperatury i elektrody dobierane osobno.	1 000,00	230,00	1230,00
PWT-801	- regulator wilgotności do powietrza, kompletny zestaw, przewód czujnika 5 m.	2 830,00	650,90	3480,90
PT-801	- regulator temperatury. W standardzie czujnik CT2S-120, przewód czujnika 5m.	1 980,00	455,40	2435,40
AT-EE	- analizator tlenu do odtlenionych wód, kompletny zestaw.	15 000,00	3450,00	18450,00

Akcesoria do przyrządów przemysłowych

EPX-1t	- elektroda pH zespolona do ścieków, płaska membrana, łącznik teflon, do 6 bar.	890,00	204,70	1094,70
EPP-1B	- elektroda pH zespolona do wody naturalnej niezanieczyszczonej wkręcana.	295,00	67,85	362,85
EPS-2B	- elektroda pH zespolona do wysokich temperatur, 120° C wkręcana.	750,00	172,50	922,50
EPX-4	- elektroda pH zespolona do ścieków chemicznych, kabel. Teflonowy łącznik.	580,00	133,40	713,40
EPX-4B	- elektroda pH zespolona do ścieków chemicznych, wkręcana. Teflonowy łącznik.	620,00	142,60	762,60
EPX-4U	- elektroda pH zespolona z kablem 1 m, do wód ultraczystych.	580,00	133,40	713,40
EPX-4UB	- elektroda pH zespolona do wód ultraczystych, wkręcana. Teflonowy łącznik.	620,00	142,60	762,60
EPX-5	- elektroda pH zespolona szklana, do ścieków o średniej zawartości osadów.	480,00	110,40	590,40
EPX-5B	- elektroda pH zespolona do ścieków o średniej zawartości osadów, wkręcana.	520,00	119,60	639,60
EPX-5t	- elektroda pH zespolona do wody o średnim zanieczyszczeniu z czujnikiem temp.	525,00	120,75	645,75
ERS-2B	- elektroda redox, wkręcana.	400,00	92,00	492,00
ECF-1t	- czujnik konduktometryczny z czujnikiem temperatury, elektrody metalowe.	440,00	101,20	541,20
ECF-1B	- czujnik konduktometryczny, elektrody metalowe, obudowa plastik, wkręcany.	440,00	101,20	541,20
COG-2	- czujnik tlenowy z obciążnikiem - kabel 5m. Zawieszany na wysięgniku.	850,00	195,50	1045,50
COG-1t	- czujnik tlenowy - kabel 5m do głowicy przepływowej.	840,00	193,20	1033,20
COG-1B	- czujnik tlenowy do głowicy zanurzeniowej – wkręcany.	650,00	149,50	799,50
GXZ-1t	- głowica zanurzeniowa dł.1 m dla 1 funkcji pomiarowej bez elektrod.	750,00	172,50	922,50
GXZ-2t	- głowica zanurzeniowa dł.1 m dla 2 funkcji pomiarowych, bez elektrod.	800,00	184,00	984,00
GXZ-3t	- głowica zanurzeniowa dł.1 m dla 3 funkcji pomiarowych, bez elektrod.	850,00	195,50	1045,50
GPZ-1	- głowica zanurzeniowa do współpracy z elektrodą pH EPX-1t, bez elektrody.	750,00	172,50	922,50
GCZ-1t	- głowica zanurzeniowa, stalowy czujnik konduktometrycznym + przedwzmacniacz.	1 000,00	230,00	1230,00
GCZ-4t	- głowica zanurzeniowa, czteroelektrodowa metoda pomiaru + przedwzmacniacz.	1 350,00	310,50	1660,50
GXP-1	- głowica przepływowa do rurociągu, bez czujnika temperatury, dla jednej elektrody.	400,00	92,00	492,00
GXP-1t	- głowica do rurociągu, z czujnikiem temperatury, dla jednej elektrody.	500,00	115,00	615,00
GXP-2t	- głowica do rurociągu z czujnikiem temperatury, dla dwóch elektrod.	570,00	131,10	701,10
GXP-2	- głowica do rurociągu, bez czujnika temperatury, dla dwóch elektrod.	450,00	103,50	553,50
GCP-1t	- głowica ze stalowym czujnikiem konduktom. + czujn temp + przedwzmacniacz	900,00	207,00	1107,00
GCP-4t	- głowica przepływowa, czteroelektrodowa metoda pomiaru+ przedwzmacniacz.	1 300,00	299,00	1599,00
GPP-1	- głowica przepływowa do pomiaru pH w ściekach, do elektrody EPX-1t.	400,00	92,00	492,00
GXP-01M	- głowiczka do pomiaru w wypływie, plexi.	160,00	36,80	196,80
Przedwzm. s 801	- przedwzmacniacz do serii 801 lub 804 dobrany do mierzonej funkcji.	380,00	87,40	467,40
Przedwzm. s 421	- przedwzmacniacz pH przy kablu ponad 10 m.	310,00	71,30	381,30
CT2B-120	- czujnik temperatury z kablem 5m.	200,00	46,00	246,00
PWT-xx	- czujnik wilgotności z kablem 5m.	410,00	94,30	504,30