

MIESZADŁO MAGNETYCZNE MS-200

Mieszadło magnetyczne **MS-200** jest przeznaczone do mieszania cieczy zawartych w postawionym na nim naczyniu.

MS-200 może mieszać ciecze o objętości do 2000 ml.

Prędkość mieszania może być ustawiana do 1250 obrotów / min.

Użytkownik może ustawić wymagany czas mieszania w zakresie 0 do 999 minut.



DANE TECHNICZNE

Maksymalna objętość cieczy:	2000 ml
Szybkość mieszania:	0 do 1250 obrotów
Wymiar górnej płyty:	135 x 135 mm
Materiał górnej płyty:	stal nierdzewna
Timer:	0 do 999 minut
Zasilanie:	230V/50Hz
Wymiary:	230 (D) x 180 (S) x 120 (W) mm
Waga:	2.2 kg

ELMETRON®

41-814 ZABRZE ul. W. Witosa 10

tel. +48 32 273 81 06

handel@elmetron.com.pl , www.elmetron.pl